

DÉSINFECTION

Désinfectant sans rinçage

Soligerm

SOLIGERM

Désinfectant de contact **750 ML**

Usage Bactéricide - Fongicide - Levuricide - Virucide

› Lotion désinfectante

Bactéricide EN 1276, EN 13697
Fongicide EN 1650, EN 13697
Levuricide EN 1650, EN 13697
Activité virucide EN 14476

› Pratique

Aucun rinçage

› Prêt à l'emploi

› Apte au contact alimentaire



Utilisez les biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

PROPRIÉTÉS

- Réservé à un usage professionnel. SOLIGERM est un désinfectant de contact, prêt à l'emploi et sans rinçage.
- Bactéricide EN 1276 et EN 13697 (5 min, 20°C, conditions de propreté en présence d'albumine bovine 0.3g/l et lait écrémé 10g/l), efficace sur *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*. Fongicide et Levuricide EN 1650 et EN 13697 (20°C, 5 min, conditions de propreté et également en présence de lait), efficace sur *Candida albican* et *Aspergillus brasiliensis*. Usages additionnels : bactéricide EN1276, 30s, conditions de saleté. Egalement actif en 30s sur *Salmonella typhimurium* (20°C, conditions de saleté) et *Listeria monocytogenes* (20°C, conditions de propreté).
- Activité virucide EN 14476 (5 min, 20°C, conditions de propreté, efficace sur Rotavirus) (1 min, 20°C, conditions de saleté, efficace sur Norovirus murin).

SOLIGERM DÉSINFECTANT DE CONTACT est conforme à la réglementation française relative aux produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation (arrêtés du 8 septembre 1999 et du 19 décembre 2013).

UTILISATION

SOLIGERM DÉSINFECTANT DE CONTACT s'utilise pour la désinfection des surfaces, plans de travail et petits matériels : dans les cuisines, en restauration, entrepôts, bureaux, collectivités...

MODE D'EMPLOI

Utiliser SOLIGERM DÉSINFECTANT DE CONTACT sur une surface propre :

- Pulvériser à 30 cm de la surface à désinfecter.
- Laisser agir 5 minutes.
- Ne pas essuyer ni rincer (désinfection par évaporation de l'alcool).
- La surface traitée peut-être réutilisée après séchage.
- Renouveler l'opération selon le protocole d'hygiène en place.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER

Liquides et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Porter un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toutes autres sources d'inflammation. - Ne pas fumer. Eviter de respirer les aérosols. Ne pas réutiliser l'emballage

vide. Ne pas rejeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Eliminer le contenu / récipient comme un déchet dangereux conformément à la réglementation nationale. En cas d'incident, contacter le centre anti-poisons le plus proche (numéro de téléphone d'urgence : 01 45 42 59 59).

MANIPULATION ET STOCKAGE

Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver à l'abri de toute flamme, corps incandescent ou sources d'étincelles. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Les emballages déjà ouverts doivent être refermés soigneusement et maintenus debout de manière à éviter toute fuite. Tenir au frais.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT / COMPOSITION

- Liquide limpide incolore
- pH : 5-6
- Densité relative (eau = 1) : 0,875 (20°C)



Informations relatives au règlement Biocide EU N° 528/2012. Désinfectant pour les surfaces TP2-TP4. Composition : alcool éthylique, cas n° 64-17-5 : 54% (m/m). Liquide prêt à l'emploi.

LOGISTIQUE

CODE INTERNE:	S470851
Gencod:	3 34602 471730 0
U.C.:	pulvérisateur 750 ml
U.C./carton:	6
Cartons/couche:	20
Couches/palette:	5
Cartons/palette:	100